



Strategie & Prodotti

SCHEMA TECNICA

**1. NOME COMMERCIALE:** GEOTRAP PASTIGLIA e GEOTRAP GEL. Trappole per il monitoraggio blatte: *Blattella germanica* (Blattella grigia o scarafaggio delle cucine, degli ospedali, etc.) *Blatta orientalis* (Blatta nera o scarafaggio nero delle vecchie abitazioni), *Periplaneta americana* (Blatta rossa).

**2. CODICE PRODOTTO:** P-04001 (Geotrap pastiglia) e P-04047 (Geotrap gel).

**3. IMMAGINE PRODOTTO:**



GEOTRAP PASTIGLIA

GEOTRAP GEL

**4. CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**Geotrap è composta da:**

- CARTONCINO ADESIVO A CASSETTA con 4 ingressi per gli insetti
- ATTRATTIVO ALIMENTARE IN PASTIGLIA da collocare al centro della trappola O GEL ATTRATTIVO prespalmato sulla superficie adesiva;
- CARTA SILICONATA DI PROTEZIONE DELL'ADESIVO

**Dimensioni corpo trappola:**

- LUNGHEZZA: 200 mm,
- LARGHEZZA: 100 mm,
- ALTEZZA: 25 mm

**Materiale:** cartone.

**Colore:** verde e rosso. Testo italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.

**5. MODALITA' D'USO**



GEA S.R.L via Fermi, 10 – 20019 Settimo Milanese (MI)

tel +39 02 33514890- fax +39 02 33576886 [www.geaitaly.com](http://www.geaitaly.com) e-mail [info@geaitaly.com](mailto:info@geaitaly.com)

P. IVA 11160140155 Capitale Sociale € 10.400,00 (I.v) Tribunale di Milano n. 343908 CCIAA MI 1443027

### Collocare Geotrap:

- ❑ In prossimità di: quadri elettrici, canaline elettriche, lavastoviglie, lavelli, forni, locali di lievitazione, pedane, motori, scarichi, porte e perimetri, ambienti caldo-umidi in genere , e ovunque si sospetti la presenza di Blatte.
- ❑ nelle aree critiche, ad una distanza di 5 m l'una dall'altra, a seconda del grado di infestazione;
- ❑ a pavimento o a parete;

**Periodo di monitoraggio consigliato:** tutto l'anno

**Frequenza controlli:** 1 volta / 7 gg nel periodo primaverile – estivo, 1 volta / 15 gg nel periodo autunnale - invernale.

Quando la superficie adesiva è completamente ricoperta dalle catture, rimuovere la trappola e sostituirla con una integra.

### 6.CONFEZIONE E RICAMBI

Confezione da 20 pz

Imballo da 200 pz

#### I ricambi disponibili sono:

- ❑ ATTRATTIVO IN PASTIGLIA Cod. P-01009CT (confezione da 18 pz in **busta**).
- ❑ ATTRATTIVO IN PASTIGLIA Cod. P-01009SL (**blister** da 10 pz).

