





Strategie & Prodotti

**SCHEMA TECNICA**

**1. NOME COMMERCIALE: CROMOPLUS KIT. Trappola per il monitoraggio di moscerini (*Drosophila spp.*)**

**2. CODICE PRODOTTO: P-04061**

**3. IMMAGINE DEL PRODOTTO:**



**4. CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**Cromoplus kit è composta da:**

- 1 STRUTTURA ADESIVA DA PIEGARE LUNGO LE APPOSITE CORDONATURE (come mostrato sopra)
- 2 COPERCHI, UNO DEI QUALI CON SEDE FUSTELLATA A STELLA PER IL POSIZIONAMENTO DELLA FIALETTA
- 1 FIALETTA DI ATTRATTIVO;
- 1 FILO METALLICO CHE PERMETTE DI APPENDERE LA TRAPPOLA.



GEA S.R.L via Fermi 10 – 20019 Settimo Milanese (MI)

tel +39 02 33514890 - fax +39 02 33576886 [www.geaitaly.com](http://www.geaitaly.com) e-mail [info@geaitaly.com](mailto:info@geaitaly.com)

P. IVA 11160140155 Capitale Sociale €10.400,00 (I.v) Tribunale di Milano n. 343908 CCIAA MI 1443027



**Materiale:** plastica polionda.

**Colore:** giallo.

**Attrattivo:** attrattivo acetico ottimale per la cattura di Drosophile.

## 5. MODALITA' D'USO:

### Collocare Cromoplus kit:

- ❑ Appesa a non più di 2 m di altezza;
- ❑ Una trappola ogni 50 m<sup>2</sup> con altezza massima della struttura pari a 4 m;
- ❑ All'interno di aree di lavorazione o di stoccaggio di birra, vino, alcolici, zuccheri fermentescibili, alimenti per cani e gatti, ecc.

Quando la superficie adesiva è completamente ricoperta dalle catture, rimuovere la trappola e sostituirla con una integra.

## 6. CONFEZIONE E RICAMBI

Il Kit Cromoplus è costituito da:

- ❑ 1 CORPO TRAPPOLA
- ❑ 1 ATTRATTIVO
- ❑ 1 GANCIO

L'imballo contiene **5 kit**

### Ricambi disponibili:

P-04056 Corpo trappola

P-01010 Attrattivo per *Drosophila* (conf. da 3 pz)

